


Anticorps Polyclonal De Lapin Mmp13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Numéro d'article: CM0013566



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin MMP13 (P45452) validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Cible la collagénase 3 essentielle à la dégradation de la MEC, au développement osseux et au remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin MMP13
Remarques/Alias	CLG3 ; MDST ; MANDP1 ; MMP-13 ; 13
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4322
GeneID	4322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 262-471 du MMP13 humain (NP_002418.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45452
Poids Moléculaire Protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace