

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp17 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz9

Numéro d'article: CM0029033

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MMP17 hautement spécifique validé pour WB, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du remodelage de la matrice extracellulaire et de la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP17 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4326
GeneID	4326
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULZ9
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace