

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp19 Pour Wb, Elisa - Q99542

Numéro d'article: CM0029106

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MMP19 (Métalloprotéinase matricielle-19). Validé pour WB, ELISA. Détecte le MMP19 humain, souris, rat ; adapté pour la recherche sur la dégradation de la MEC et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP19 Lapin pAb
Remarques/Alias	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4327
ID de gène	4327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 209-508 du MMP19 humain (NP_002420.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99542
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace