


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp9 Pour Wb, Elisa - P14780

Numéro d'article: CM0022770



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MMP9 humaine (Gélatinase B). Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec la MMP9 de souris. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et le développement de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP9 Lapin pAb
Remarques/Alias	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4318
ID de gène	4318
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 538-707 de la MMP9 humaine (NP_004985.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P14780
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace