

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mneongreen - Mneongreen

Numéro d'article: CM0020249

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine fluorescente mNeonGreen (Branchiostoma lanceolatum). Convient aux applications WB, IF/ICC et ELISA avec une réactivité croisée indépendante de l'espèce. Taille de bande attendue ~ 30 kDa. À usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mNeonGreen pAb de lapin
Espèce	Branchiostoma lanceolatum
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10 à 236 de mNeonGreen de Branchiostoma lanceolatum.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace