

Anticorps Monoclonal Lapin Mnx1/Hb9/Hlxb9 Pour Wb Et Elisa - P50219

Numéro d'article: CM0003717

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre MNX1/HB9/HLXB9, obtenu avec un peptide synthétique. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et murins. Adapté à l'étude de l'identité des motoneurones et du développement du pancréas.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin MNX1/HB9/HLXB9
Remarques / Alias	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3110
Identifiant du gène	3110
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de MNX1/HB9/HLXB9 humain (P50219).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50219
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace