

Moc3 Lapin Pab - A0A0N7Kjv6

Numéro d'article: CM0024069

Introduction

MOC3 Rabbit pAb, un anticorps polyclonal ciblant MOC3 d'Oryza sativa (SWISS A0A0N7KJV6), validé pour les applications WB et ELISA dans la recherche sur le riz.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MOC3 Lapin pAb
Remarques / Alias	WUS; OsWUS; WOX1B; OsWOX1B; OsJ_015793; MOC3
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du gène	107275471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 98-289 de MOC3 d'Oryza sativa. (Q7XM13)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	A0A0N7KJV6
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace