


Anticorps Polyclonal De Lapin MocS3 Pour Wb Et Elisa - 095396

Numéro d'article: CM0027988



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MOCS3 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'homme et la souris, adapté à la recherche sur la thiolation des ARNt et la biosynthèse du cofacteur molybdène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MOCS3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UBA4 ; MOCS3
Espèce	Humain
GeneID	27304
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 271-460 de MOCS3 humain (NP_055299.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	095396
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace