

## Anticorps Polyclonal De Lapin Mon1A Pour Wb Et Elisa - Q86Vx9

Numéro d'article: CM0022175



### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin MON1A pour WB et ELISA. Réagit avec MON1A humain, une protéine de fusion vacuolaire impliquée dans le trafic membranaire et l'activation de RAB7. Q86VX9.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | MON1A Lapin pAb                                                                                                       |
| Remarques/Alias    | SAND1; MON1A                                                                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                |
| GeneID (Humain)    | 84315                                                                                                                 |
| GeneID             | 84315                                                                                                                 |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de MON1A humain (Q86VX9) |
| Source             | Lapin                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                 |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                |
| SWISS              | Q86VX9                                                                                                                |
| Poids Protéique    | 73kDa                                                                                                                 |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                          |