

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Le Virus Du Mpox (Mpxv) E8L - Q8V4Y0

Numéro d'article: CM0004712

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le virus du Mpox (MPXV) E8L validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît la protéine de liaison à la surface cellulaire OPG105 (Q8V4Y0), cruciale pour l'attachement des virions. Idéal pour la recherche sur le virus du Mpox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin contre le virus du Mpox (MPXV) E8L
Espèce	Virus du Mpox
GeneID	929017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-275 de la protéine E8L du virus du Mpox (MPXV) humain. (NP_536532.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Virus du Mpox
SWISS	Q8V4Y0
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace