

Panel D'anticorps Monoclonaux Pour La Détection Des Treg Humains Et De Singe Cynomolgus Par Cytométrie En Flux - Panel Treg Humain/Singe

Numéro d'article: CM0012219

Introduction

Panel d'anticorps monoclonaux conçu pour l'identification et l'analyse par cytométrie en flux des lymphocytes T régulateurs (Treg) dans des échantillons humains et de singe cynomolgus. Idéal pour la recherche en immunophénotypage et en surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Panel Treg Humain/Singe
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en Flux)
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
Expédition	Sac de glace