

Anticorps Polyclonal De Lapin Monométhyl-Histone H2B-K5 (P62807/Q16778) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000235



Introduction

L'anticorps pAb de lapin MonoMéthyl-Histone H2B-K5 détecte la histone H2B endogène monométhylée à la lysine 5 (P62807/Q16778) chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour WB, IF/ICC et ELISA, soutenant les études sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MonoMéthyl-Histone H2B-K5 pAb Lapin
Remarques/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMéthyl-Histone H2B-K5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogène	Un peptide monométhylé synthétique autour de K5 de H2BK5me1 humain (NP_003519.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62807/Q16778
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace