


Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Histone H3 (K14) (Q16695/P68431) Pour Wb, If, Elisa

Numéro d'article: CM0000369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour l'histone H3 monométhylée à la lysine 14. Reconnaît les variantes H3.1 et H3.1t humaines, murines et de rat. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MonoMethyl-Histone H3-K14 pAb Lapin
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide monométhylé synthétique autour de K14 de l'histone H3 MonoMethyl-Humaine-K14 (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace