


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Histone H3-K27 Monométhylée (H3K27Me1) (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc, Chip Et Elisa

Numéro d'article: CM0000406



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'histone H3 monométhylée sur la lysine 27 (H3K27me1). Validé pour western blot, immunofluorescence, immunohistochimie, dot blot, ChIP et ELISA. Réactivité croisée prévue avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre Histone H3-K27 monométhylée
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GenelD (humain)	H3
GenelD	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique monométhylé correspondant à la région K27 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace