


Ac Mab De Lapin Monométhyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) - Anticorps D'histone H3 Méthylé Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000255



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'histone H3 lysine 27 monométhylée (H3K27me1) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'histone H3 humaine, de souris, de rat et de plante, idéal pour la recherche en épigénétique et en chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb de Lapin MonoMéthyl-Histone H3-K27
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMéthyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide monométhylé synthétique autour de la K27 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Arabidopsis thaliana, Riz, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace