

Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Histone H3-K36 (Q16695 / P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Numéro d'article: CM0000316



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MonoMethyl-Histone H3-K36 validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA et ChIP-seq. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'autres espèces prédites. Détecte la monométhylation à la lysine 36 de l'histone H3, une marque épigénétique clé dans la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MonoMethyl-Histone H3-K36 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique monométhylé autour de la K36 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace