

Mab Rabbit Anti-Histone H3-K36 Monométhylé (Q16695/P68431) Pour Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000386



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin détectant la lysine 36 monométhylée de l'histone H3 humaine (SWISS Q16695/P68431). Réaction croisée prévue avec la souris, le rat et d'autres espèces. Adapté pour Western blot, dot blot, IHC-P et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Histone H3-K36 monométhylé
Remarques / Alias	H3/A ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3FA ; H3C10 ; H3C11 ; H3C12 ; HIST1H3A ; Histone H3-K36 monométhylé
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide monométhylé synthétique autour de K36 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps anti-méthylation
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace