

Mab De Lapin Anti-Monométhyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) Pour Wb, Db, Ip, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000361



Introduction

mAb de lapin anti-MonoMéthyl-Histone H3-K36 (SWISS: Q16695/P68431) pour la recherche en épigénétique. Validé pour WB, DB, IP, ELISA, ChIP ; réactivité avec l'homme, la souris, le rat. 15 kDa, expédition par sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MonoMéthyl-Histone H3-K36
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMéthyl-Histone H3-K36
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Peptide monométhylé synthétique autour de K36 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace