

Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant l'histone H3 mono-méthylée à la lysine 36 (K36) pour Western blot, IF/ICC, ELISA, CHIP et ChIP-seq. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'espèces prédite. Idéal pour la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MonoMethyl-Histone H3-K36 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K36
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA, CHIP, ChIP-seq
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace