


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Monomethyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip, If/Icc Et La Recherche Épigénétique

Numéro d'article: CM0000385



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin reconnaît spécifiquement la lysine 4 monométhylée de l'histone H3 humaine (SWISS Q16695/P68431). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP et ELISA. Large réactivité croisée : humain, souris, rat, Arabidopsis, riz, blé. Idéal pour les études épigénétiques et de chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-MonoMethyl-Histone H3-K4
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique monométhylé correspondant aux résidus entourant la K4 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Arabidopsis, Riz, Blé, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace