


Anticorps Pab De Lapin Monomethyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) — Validé Pour Wb, Ihc-P, Chip & Plus

Numéro d'article: CM0000364



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à l'histone H3 monométhylée à la lysine 4 (H3K4me1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP et ChIP-seq. Réactivité croisée prévue chez l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MonoMethyl-Histone H3-K4 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prévue)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac de glace