


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Monométhyl-Histone H3-K79 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000351



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la lysine 79 monométhylée de l'histone H3 (K79me1). Idéal pour WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP et ChIP-seq. Reconnaît l'H3 humain, de souris et de rat ; réactivité croisée large prévue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin contre MonoMéthyl-Histone H3-K79
Remarques / Alias	H3/A ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3FA ; H3C10 ; H3C11 ; H3C12 ; HIST1H3A ; MonoMéthyl-Histone H3-K79
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	8290/8350
Identifiant de gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique monométhylé autour de K79 de l'Histone H3 humain (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace