


Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Histone H3-K79 (Q16695 / P68431) Pour Wb, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000268



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la lysine 79 monométhylée de l'histone H3 (SWISS Q16695/P68431). Validé pour WB, ELISA, ChIP ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme prédite.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MonoMethyl-Histone H3-K79 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K79
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide monométhylé synthétique autour de K79 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace