

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Monomethyl-Histone H3-K79 (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc, Chip

Numéro d'article: CM0000345



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H3 monométhylée sur la lysine 79 (K79me1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP et ChIP-seq. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MonoMethyl-Histone H3-K79
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; MonoMethyl-Histone H3-K79
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique monométhylé autour de K79 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace