

Pab De Lapin Anti-Monométhyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip-Seq, Elisa

Numéro d'article: CM0000375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'histone H3 monométhylée au niveau de la lysine 9 (H3K9me1). Adapté pour WB, ChIP-seq, IHC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'épigénétique et l'approvisionnement en matières premières pour le DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-MonoMéthyl-Histone H3-K9 de lapin
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	H3
Identifiant du gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide monométhylé synthétique autour du K9 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Applications	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace