


Mab De Lapin Contre Monométhyl-Histone H3-K9 | Q16695 / P68431 - Anticorps Spécifique De La Méthylation Pour Wb, Chip, Elisa Et Plus

Numéro d'article: CM0000411



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'histone H3 monométhylée au niveau de la lysine 9 (H3K9me1, SWISS Q16695 / P68431). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, DB, CHIP et ELISA avec une large réactivité croisée prédite (humain, souris, rat).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre MonoMéthyl-Histone H3-K9
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide monométhylé synthétique correspondant aux résidus autour de K9 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, CHIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace