

Mab Lapin Monomethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) — Anticorps Monoclonal Pour La Recherche Épigénétique

Numéro d'article: CM0000319



Introduction

Le mAb Lapin MonoMethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) est un anticorps monoclonal de haute spécificité pour la détection de H3K9me1 en WB, DB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces prédites. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin MonoMethyl-Histone H3-K9
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; MonoMethyl-Histone H3-K9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique monométhylé autour de K9 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large éventail prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace