


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Monomethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000379



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin détectant la lysine 9 monométhylée de l'histone H3.1 (P68431) et H3.1t (Q16695). Validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, CHIP, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat ; large spectre prédit. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-MonoMethyl-Histone H3-K9
Remarques/Alias	H3/A ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3FA ; H3C10 ; H3C11 ; H3C12 ; HIST1H3A ; MonoMethyl-Histone H3-K9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide monométhylé synthétique autour de K9 de l'histone H3 humaine (P68431)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, CHIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace