


Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Histone H3-R17 (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000409



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la R17 monométhylée de l'histone H3 humaine (Q16695/P68431). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin MonoMethyl-Histone H3-R17
Remarques/Alias	H3/j ; H3C1 ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3FJ ; H3C10 ; H3C11 ; HIST1H3J ; MonoMethyl-Histone H3-R17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace