

## Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Monométhyl-Histone H3-R2 (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000265



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'histone H3 monométhylée sur l'arginine 2. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA avec une large réactivité croisée inter-espèces (humain, souris, rat). Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la dynamique de la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | MonoMéthyl-Histone H3-R2 Lapin pAb                                                                        |
| Remarques / Alias            | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMéthyl-Histone H3-R2                                           |
| Espèce                       | Humain                                                                                                    |
| Identifiant du gène (humain) | H3                                                                                                        |
| Identifiant du gène          | 8290/8350                                                                                                 |
| Immunogène                   | Un peptide monométhylé synthétique correspondant à la région du R2 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1). |
| Origine                      | Lapin                                                                                                     |
| Catégorie                    | Anticorps méthylés                                                                                        |
| Applications                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                         |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)                                                          |
| SWISS                        | Q16695/P68431                                                                                             |
| Poids de la protéine         | 15 kDa                                                                                                    |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                              |