


Pab De Lapin Contre Monométhyl-Histone H3-R26 - Q16695/P68431 Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement l'histone H3 monométhylée sur l'arginine 26 (Q16695/P68431). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'espèces est prédite.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre MonoMéthyl-Histone H3-R26
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMéthyl-Histone H3-R26
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	H3
ID du gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide monométhylé synthétique autour du R26 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace