

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Monométhyl-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000404



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre MonoMéthyl-Histone H3-R8, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'histone H3.1t et H3.1 humaine, souris et rat, monométhylée sur l'arginine 8, ~15 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre MonoMéthyl-Histone H3-R8
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R8
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique monométhylé autour du résidu R8 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace