

Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Histone H4-K20 (P62805) Pour La Recherche Épигénétique, Wb/Elisa

Numéro d'article: CM0000274



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Lys20 monométhylée de l'histone H4 (P62805). Convient pour WB et ELISA avec une large réactivité croisée d'espèces. Idéal pour étudier la dynamique des modifications des histones dans la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MonoMethyl-Histone H4-K20 Lapin pAb
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide monométhylé synthétique autour de la K20 de l'histone H4 humaine (NP_003539.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace