


Anticorps Monoclonal Lapin Monométhyl-Histone H4-K20 (P62805) Pour Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000300



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant lapin dirigé contre la lysine 20 monométhylée de l'Histone H4 humaine (SWISS : P62805). Validé pour WB, DB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Pour la recherche en IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin MonoMéthyl-Histone H4-K20
Remarques / Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique Peptide monométhylé synthétique autour de K20 de l'Histone H4 humaine (NP_003539.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	P62805
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace