

## Pab Lapin Monomethyl-Histone H4-K20 (P62805) - Anticorps De Recherche Épigénétique Pour Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000356



### Introduction

Le pAb Lapin MonoMethyl-Histone H4-K20 détecte la lysine 20 monométhylée sur l'histone H4 (P62805). Polyclonal de lapin, validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris, le rat et réactivité large prédite. Idéal pour la biologie de la chromatine et les études épigénétiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | pAb Lapin MonoMethyl-Histone H4-K20                                                                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | H4 ; H4/n ; H4C1 ; H4C2 ; H4C3 ; H4C4 ; H4C5 ; H4C6 ; H4C8 ; H4C9 ; H4F2 ; H4FN ; FO108 ; H4-16 ; H4C11 ; H4C12 ; H4C13 ; H4C15 ; H4C16 ; HIST2H4 ; HIST2H4A ; MonoMethyl-Histone H4-K20 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                                                   |
| GeneID (humain)    | H4                                                                                                                                                                                       |
| GeneID             | 8359                                                                                                                                                                                     |
| Immunogène         | Un peptide synthétique monométhylé autour de K20 de l'Histone H4 humaine (NP_003529.1)                                                                                                   |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                                                    |
| Catégorie          | Anticorps Méthylés                                                                                                                                                                       |
| Application        | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)                                                                                                                                         |
| SWISS              | P62805                                                                                                                                                                                   |
| Poids Protéique    | 11 kDa                                                                                                                                                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                                             |