

Pab Lapin Anti-Monomethyl-Histone H4-K5 (P62805) Pour If/Icc Et Elisa

Numéro d'article: CM0000285



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Histone H4 monométhylée sur la lysine 5 (P62805). Validé en IF/ICC et ELISA, avec une large réactivité interspécifique. Idéal pour la recherche en épigénétique et le développement de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-MonoMethyl-Histone H4-K5
Remarques/Alias	H4 ; H4/n ; H4C1 ; H4C2 ; H4C3 ; H4C4 ; H4C5 ; H4C6 ; H4C8 ; H4C9 ; H4F2 ; H4FN ; FO108 ; H4-16 ; H4C11 ; H4C12 ; H4C13 ; H4C15 ; H4C16 ; HIST2H4 ; HIST2H4A ; MonoMethyl-Histone H4-K5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide synthétique monométhylé autour de K5 de l'Histone H4 humaine (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace