


Pab Lapin Monomethyl-Histone H4-R3 (P62805) | Anticorps Prêt Pour If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000311



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'arginine 3 monométhylée de l'histone H4 humaine (SWISS P62805). Adapté pour l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin MonoMethyl-Histone H4-R3
Remarques/Alias	H4C2 ; H4C3 ; H4C4 ; H4C5 ; H4C6 ; H4C8 ; H4C9 ; H4FA ; H4-16 ; H4C11 ; H4C12 ; H4C13 ; H4C14 ; H4C15 ; H4C16 ; HIST1H4A ; MonoMethyl-Histone H4-R3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Un peptide synthétique monométhylé autour de R3 de l'histone H4 humaine (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Glacière