


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H4-R3 Monométhylée | P62805 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000403



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute spécificité détectant l'arginine 3 monométhylée de l'histone H4 humaine (SWISS P62805). Validé pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'espèces prédites. Soutient la recherche en épigénétique et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H4-R3 monométhylée
Remarques/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histone H4-R3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique monométhylé autour de R3 de l'histone H4 humaine (NP_003529.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)
SWISS	P62805
Poids protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace