


Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Nono/P54Nrb (R357/R365) (Q15233) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000368



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la forme monométhylée de R357/R365 de la protéine NONO/p54nrb humaine (UniProt Q15233). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée pour l'homme et le rat. Idéal pour étudier les rôles de NONO dans l'épissage, les paraspeckles, la réparation de l'ADN et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365
Remarques/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4841
GeneID	4841
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique monométhylé autour de R357 & R365 de NONO/p54nrb humain (Q15233).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q15233
Poids moléculaire de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace