

## Anticorps Pab De Lapin Monomethyl-Uhrf1-K385 (Q96T88) - Anticorps D'épigénétique Pour Wb, Db, Elisa

Numéro d'article: CM0000232



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour l'UHRF1 monométhylé au niveau de K385 (Q96T88). Validé pour le Western blot, le dot blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la méthylation de l'ADN et la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MonoMethyl-UHRF1-K385 Rabbit pAb                                                                          |
| Remarques/Alias      | Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; MonoMethyl-UHRF1-K385                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                    |
| GeneID (humain)      | 29128                                                                                                     |
| GeneID               | 29128                                                                                                     |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide monométhylé synthétique autour de K385 de l'UHRF1 humain (NP_001041666.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps méthylés                                                                                        |
| Application          | WB, DB, ELISA                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                       |
| SWISS                | Q96T88                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 90kDa                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                              |