


Anticorps Polyclonal De Lapin Monomethyl-Yap1-K342 (P46937) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité reconnaissant spécifiquement la lysine 342 monométhylée de YAP1. Idéal pour les applications WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Éclairages sur la signalisation Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin MonoMethyl-YAP1-K342
Remarques/Alias	YAP ; YKI ; COB1 ; YAP2 ; YAP-1 ; YAP65 ; MonoMethyl-YAP1-K342
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10413
GeneID	10413
Immunogène	Un peptide synthétique monométhylé autour de K342 de YAP1 humain (NP_001123617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace