


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Morf4L1 Pour Wb Et Elisa - Q9Ubu8

Numéro d'article: CM0026940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MORF4L1 (MRG15). Validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur la régulation de la chromatine et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MORF4L1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Eaf3; MEAF3; MRG15; FWP006; S863-6; HsT17725; MORFRG15; MORF4L1
Espèce	Humain
GenelD	10933
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de MORF4L1 humain (NP_006782.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBU8
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace