

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd11B Humain Pour Cytométrie En Flux - P11215

Numéro d'article: CM0012060



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-CD11b humain conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Cible l'intégrine alpha-M (ITGAM), un récepteur d'adhésion des leucocytes impliqué dans l'immunité innée. Convient aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de souris anti-CD11b humain
Remarques/Alias	CR3A ; MO1A ; CD11B ; MAC-1 ; MAC1A ; SLEB6
Espèce	Humain
GeneID	3684
Immunogène	Peptide synthétisé dérivé du CD11b humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11215
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace