

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd11B Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P11215

Numéro d'article: CM0011932



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à ciblant le CD11b humain (intégrine alpha-M). Convient pour les applications de cytométrie en flux, réagit de manière croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche en immunologie sur l'adhésion et la phagocytose des monocytes/macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de souris anti-CD11b humain
Remarques/Alias	CR3A ; MO1A ; CD11B ; MAC-1 ; MAC1A ; SLEB6
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3684
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du CD11b humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11215
Poids moléculaire de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace