

Anticorps Monoclonaux De Souris Anti-Humain Cd11C Pour Fc - P20702

Numéro d'article: CM0011473



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant le CD11c humain (intégrine alpha-X), conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux (FC), idéal pour l'étude de l'adhésion des monocytes et des granulocytes ainsi que des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Souris anti-Humain CD11c mAb
Remarques/Alias	CD11C; SLEB6
Espèce	Humain
GeneID	3687
Immunogène	Protéine recombinante du CD11c humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P20702
Poids Protéique	128kDa
Expédition	Sac de glace