

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Cd15/Ssea-1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P22083

Numéro d'article: CM0009843

Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'ciblant le CD15/SSEA-1 humain pour cytométrie en flux. Il reconnaît l'épitope glycanique Lewis X sur les glycoprotéines ; utile pour l'étude de l'expression des marqueurs de surface des cellules souches et des cellules myéloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mouse anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
Remarques / Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2526
GeneID	2526
Immunogène	Un peptide synthétisé dérivé du CD15/SSEA-1 humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22083
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace