

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Humain Cd15/Ssea-1 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P22083

Numéro d'article: CM0009496

Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué ciblant le CD15/SSEA-1 humain (FUT4) pour l'analyse par cytométrie en flux. Validé pour les échantillons humains, reconnaît l'antigène Lewis X, clé en biologie des leucocytes et recherche sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de souris anti-humain CD15/SSEA-1 conjugué
Remarques/Alias	LeX ; CD15 ; ELFT ; FCT3A ; FUTIV ; SSEA-1 ; FUC-TIV
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2526
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé du CD15/SSEA-1 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22083
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace