


Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd1A Humain Pour Cytométrie En Flux - P06126

Numéro d'article: CM0010103



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à ciblant le CD1a humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient à la détection du CD1a sur les thymocytes, les cellules de Langerhans et les cellules dendritiques dans le cadre de recherches immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-CD1a humain
Remarques/Alias	R4 ; T6 ; CD1 ; FCB6 ; HTA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	909
GeneID	909
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétisé dérivé du CD1a humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06126
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant