

## Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd3 Humain Pour Fc Et Stimulation In Vitro Des Lymphocytes T - P07766

Numéro d'article: CM0009312



### Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain. Validé pour la cytométrie en flux et la stimulation/activation in vitro des lymphocytes T. Réagit avec le CD3 humain. Convient à la recherche en immunologie et sur les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb anti-CD3 humain de souris                         |
| Remarques/Alias      | T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon ; Antigène CD3E       |
| Espèce               | Humain                                                |
| GeneID (Humain)      | 916                                                   |
| GeneID               | 916                                                   |
| Immunogène           | Protéine recombinante                                 |
| Origine              | Souris                                                |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                 |
| Application          | FC, stimulation/activation in vitro des lymphocytes T |
| Réactivité croisée   | Humain                                                |
| SWISS                | P07766                                                |
| Poids de la protéine | 23 kDa                                                |
| Expédition           | Sachet de glace                                       |