

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd3 Humain Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0010517



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-CD3 humain pour la cytométrie en flux, ciblant la chaîne epsilon du CD3 (P07766). Fournit une détection fiable des lymphocytes T dans les contextes de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-CD3 humain
Remarques/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	916
Immunogène	Protéine recombinante de CD3 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace